

SILK HYDRA RENEW

GLASS SKIN HYDRATION & BARRIER RENEWAL THERAPY™

Преобразите кожу.
Увлажнение, которое остаётся.

Профессиональный протокол процедуры.

- A

РУЧНАЯ ТЕХНИКА

янтарная гуаша
- B

АППАРАТНАЯ ТЕХНИКА

мезопорация · микротоки · фонофорез
- ✓

ТИПЫ КОЖИ


Все типы кожи, включая чувствительную

SIGNATURE	PREMIUM	LONGEVITY	5–10	7 дней	12
45 мин	60 мин	75 мин	ПРОЦЕДУР В КУРСЕ	МЕЖДУ ПРОЦЕДУРАМИ	ПРОЦЕДУР ИЗ НАБОРА

РЕЗУЛЬТАТ

01	02	03	04	05
Глубокое увлажнение с первой процедуры	Эффект glass skin: гладкость и сияние	Более крепкий барьер	Упругая, эластичная кожа	Длительный комфорт

ПОКАЗАНИЯ

				
Обезвоженная кожа	Стянутость, дискомфорт	Тусклый, уставший цвет лица	Ослабленный барьер	Чувствительная, реактивная кожа

КЛЮЧЕВЫЕ АКТИВЫ

 Двойная гиалуроновая кислота Многоуровневое увлажнение поверхностных и глубоких слоёв.	 Гидролизованный шёлк Шелковистость, гладкость, дышащая защитная плёнка.	 Aquaaxyl™ Оптимизирует водный обмен и барьерную функцию.	 Hudagen® Резервуар влаги для непрерывного увлажнения.
--	---	--	---

СОСТАВ НАБОРА

ПРОДУКТ	ОБЪЁМ	НА ПРОЦЕДУРУ
Cleansing Powder	25 г	1–2 г
Hydra Veil Gel Mask	200 мл	8–10 мл
Moisturizing Elixir	30 мл	1–2 мл
Moisturizing Cream	50 мл	1–2 мл


ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Повышенная чувствительность к компонентам
- Повреждения кожи, открытые раны, активное воспаление
- Герпес или инфекция кожи в зоне процедуры
- Мезопорация, микротоки, фонофорез: беременность, кардиостимулятор, металлические импланты, эпилепсия, онкологические заболевания



ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ

S SIGNATURE 45 МИН **P** PREMIUM 60 МИН **L** LONGEVITY 75 МИН

ЭТАП	ПРОДУКТЫ И КОЛИЧЕСТВО	ОПИСАНИЕ
01 КОНСУЛЬТАЦИЯ S 3 P 5 L 5		Диагностика кожи, проверка противопоказаний, выбор ритуала.
02 ПРИВЕТСТВЕННЫЙ РИТУАЛ S 5 P 5 L 5		КИНЕЗИСЫ · ПЛЕЧИ, ШЕЯ, ГОЛОВА Медленные сдвиги кожи без скольжения; расслабляют клиента перед уходом.
03 ОЧИЩЕНИЕ S 5 P 5 L 5	 Cleansing Powder 1-2 г	Вспенить пудру с водой, очистить лицо и шею мягкими круговыми движениями. Смыть, промокнуть. АМИНОКИСЛОТЫ ШЁЛКА · МЯГКИЙ ПАВ · УСПОКАИВАЮЩИЙ АГЕНТ Шелковистая пена очищает без стянутости — даже чувствительную кожу.
04 ПОДГОТОВКА S 2 P 2 L 2	 Toning Lotion 2 мл	Нанести ватным диском или впечатать ладонями; восполняет влагу и поддерживает барьер. УВЛАЖНЯЮЩИЙ КОМПЛЕКС · ЭКСТРАКТЫ ЛОТОСА · ГЛИЦЕРИН Восстанавливает pH и даёт первый слой увлажнения — следующий продукт работает эффективнее.
05 ГЕЛЬ-МАСКА S 3 P 3 L 3	 Hydra Veil Gel Mask 8-10 мл	Нанести веерной кистью на лицо, шею и декольте. Не смывать — это рабочая среда для следующих шагов. ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА · ГИДРОЛИЗОВАННЫЙ ШЁЛК · HYDAGEN® АКВАПОРИНЫ Увлажнение — основа glass skin: двойная гиалуроновая кислота увлажняет на поверхности и в глубине, Hydagen® активирует естественные водные каналы, гидролизированный шёлк выравнивает текстуру и оставляет дышащую защитную плёнку.

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ

S SIGNATURE 45 МИН P PREMIUM 60 МИН L LONGEVITY 75 МИН

ЭТАП	ПРОДУКТЫ И КОЛИЧЕСТВО	ОПИСАНИЕ
06 АКТИВНАЯ ИНФУЗИЯ S 20 P 27 L 27	 Hydra Veil Gel Mask + при потере скольжения	A РУЧНАЯ ТЕХНИКА  CARELIKA Amber Gua Sha - Скульптурирующие движения по гелю по массажным линиям, 5–7 повторений на зону, лёгкое давление. - Усиливает микроциркуляцию и проникновение. B АППАРАТНАЯ ТЕХНИКА  Мезопорация · микротоки · фонофорез - Мезопорация — насадка безыгольной мезотерапии, 15–60 Гц. - Микротоки — био-ролик, 0,25–1 Гц; фонофорез — ультразвуковая лопатка, 1–3 МГц. - Одна методика за процедуру; чувствительная кожа — минимальная интенсивность.
07 УДАЛЕНИЕ ГЕЛЯ S 2 P 3 L 3	 Disposable Soft Wash Mittens 1 пара	Мягко удалить излишки геля одноразовыми рукавичками. ОДНОРАЗОВЫЕ · МЯГКИЙ НЕТКАНЫЙ МАТЕРИАЛ Гигиеничное мягкое удаление геля без трения — премиальное ощущение для клиента.
08 МАССАЖ ЛИЦА, ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ S — P — L 15		РАССЛАБЛЯЮЩИЙ ЛИФТИНГ-МАССАЖ Только Longevity: медленный лифтинг-массаж; завершить помпажем ладонями.
09 ЭЛИКСИР S 2 P 2 L 2	 Moisturizing Elixir 1 мл	Впечатать в кожу, чтобы запечатать влагу. АМИНОКИСЛОТЫ ШЁЛКА · РАСТИТЕЛЬНЫЙ «ЗАМОК» ВЛАГИ Усиливает проникновение и доставляет концентрированные активы: аминокислоты шёлка поддерживают эластичность и баланс, растительный комплекс запечатывает влагу — кожа упругая и сияющая.
10 КРЕМ И ДОМАШНИЙ УХОД S 3 P 8 L 8	 Moisturizing Cream 1–2 мл	- Запечатать влагу и укрепить барьер. - Домашний уход со стр. 4, дата следующей процедуры. ПРОТЕИНЫ ШЁЛКА · РАСТИТЕЛЬНЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ · ЭКСТРАКТ ВОДОРОСЛЕЙ Запечатывает влагу, кожа гладкая, сияющая и ровная: Акваху!™ оптимизирует водный обмен и укрепляет барьер, бурые водоросли восполняют минералы.

ПРОДОЛЖЕНИЕ УХОДА ДОМА



CLEANSING POWDER
Очищение, баланс



TONING LOTION
Увлажнение, подготовка



MOISTURIZING ELIXIR
Восстановление, упругость



MOISTURIZING CREAM
Увлажнение, упругость, контур

ДОМАШНИЙ УХОД

- Cleansing Powder — утром и вечером
- Toning Lotion — после очищения
- Moisturizing Elixir — утром и вечером
- Moisturizing Cream — утром и вечером
- SPF ежедневно

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА

- Toning Lotion, янтарная гуаша и рукавички не входят в набор.
- Для чувствительной кожи: начинайте с минимальной интенсивности аппарата.

СОСТАВ НАБОРА



CLEANSING POWDER
25 г



HYDRA VEIL GEL MASK
200 мл



MOISTURIZING ELIXIR
30 мл



MOISTURIZING CREAM
50 мл



ОБУЧЕНИЕ, ЗАКАЗ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
carelikacosmetics.com · @carelikaprofessional